

Información y preparación para
**CISTOURETROGRAFÍA DE VARON RETROGRADA Y MICCIONAL
(ADULTOS)**

Atención: Concurrir con 6 horas de ayuno

DEBE TRAER:

- 1 Sachet de solución fisiológica
- 2 Jeringas de 50 ó 60 cc. TOMEY
- 1 Frasco de TELEBRIX "C" de 100 cc. o IOPAMIRON 300, no iónico (Iopamidol) o similar
- 1 Sonda tipo Foley doble vía N° 12 o 14 con balón de 10 ml.

PREPARACIÓN